



DOLPHIN EL MASAJ ALETİ KULLANMA KILAVUZU



Kullanım talimatları:

Lütfen bu kitabı iyi muhafaza ediniz.

Sağlığınızın keyfini çıkarmaya buradan başlayabilirsiniz...

Masaj Prensibi

Masaj, Geleneksel Çin Tıbbının haricen uygulanan bir tedavi şeklidir. Her türlü teknikle, vücut üzerindeki özel noktalara etki edebilmekte olup bu sayede sistemin fizyolojik ve patolojik durumu ayarlanabilmektedir. Bununla birlikte iyi bir terapi almış ve güçlü bir vücuda sahip olmuş olursunuz. Masaj prensibi esas olarak aşağıdaki noktaları bünyesinde barındırmaktadır:

Sistem fonksiyonlarının değiştirilmesi, biyolojik bilginin ayarlanması ve diseksiyon pozisyonunun alışılmadık şekilde düzeltilmesi vb. Bu bazı hastalıklar için temel tedavi aracı ya da yardımcı önlemlerdir.

Çin tıbbının teorisinde, özellikle ana ve tamamlayıcı kanallar teorisine göre, insan vücudunun dış yüzeyinin ana ve tamamlayıcı kanallar veya noktalarla iç organlara bağlı olduğu vurgulanmaktadır. İç organlarda bir şeylerin yanlış olması durumunda, ana ve tamamlayıcı kanallarla bu, vücudun dışına yansımaktadır. Bu sayede vücudun dış kısmındaki ana ve tamamlayıcı noktalara masaj yapıp, bunları uyarabiliriz. Masaj esnasında, tedavi "bilgisi" hasta iç organlara gönderilecek ve bu iç organlarınızın fonksiyonlarını daha güçlü hale getirecektir.

Modern tıbbın anatomi bilgisinden elde edilen bilgiler ışığında, masaj, hastalıklara karşı doğal dayanıklılığı arttıracak, iltihabın dışarı akmasının absorbe edilmesini geliştirecek olup kas spazmı ve ağrısını hafifletebilecektir.

Binlerce yıllık uygulamaların doğrulanmasıyla, masaj, iltihap, kaynama, spazm, hiperplazi, dejenerasyon, fibrozis, kan damarları, acı veren kanserli dokunun sinirlerine yönelik iyi bir tedavidir.

GÜVENLİK BİLGİLERİ :

- 1) Kullandıktan sonra ve temizlemeden önce fişini çıkartınız.
- 2) Cihazı nemli yerlerde kullanmayınız.
- 3) Çocuklar ve engelliler cihazı sadece sıkı gözetim altında kullanabilir.
- 4) Cihazda düzensizlikler ortaya çıkması halinde, kendiniz tamir etmeyiniz. Olası en seri şekilde satıcı ile temasa geçiniz.

ÜRÜN FONKSİYONLARI:

- 1) Fazla zorlanma sonrasında kasları gevşetme ve yorgunluk giderme
- 2) Uzun süreli kötü kanama nedeniyle ağrıları azaltma
- 3) Ense sertleşmesi nedeniyle kramplaşmış omuzların rahatlatılması
- 4) Romatizma ve Yorgunluk ağrılarını azaltma
- 5) Masaj kafası vücudun tüm yerlerine masaj yapabilir.
- 6) Güçlü infrarot ısı terapisi
- 7) Yağ yakma, kısmen kilo verme

Yorgunluk	Ense sertliği
Romatizma	Astım
Boyun omur ağrıları	Kollarda duyumsuzluk
Yüksek tansiyon	Omuz periartrit
Uykusuzluk	Mide ağrıları
Enerji artırma	Akut veya kronik bögür eklem ağrıları
Cinsel iktidarsızlık, erken boşalma	Gögüs ve mafsals ağrıları
Fonksiyonel cinsel bozukluklar	İshal, kabızlık
Basur	Siyatik sendromu
Bacaklarda eklem iltihabı	Yatağı ıslatma

MASAJ BAŞLIĞI 4 YENİLİKÇİ FONKSİYONU BİR ARADA BULUNDURUR:

1. **Kızılötesi Işınlr:** Kızılötesi ışınlar teninize direkt olarak uygulanır. Isıyla birlikte uygularsanız daha belirgin bir rahatlama hissedersiniz.
2. **Manyetik Terapi:** Güçlü manyetik terapi kan akışınızı hızlandırır ve metabolizmanızı çalıştırır.
3. **Terapi ve Yumruk Masajı:** Masaj başlığı ileri teknoloji ile üretilmiş plastik kaplama ve güçlü yumruk etkisi yaratan aparatlardan oluşmaktadır.
4. **Hız Ayarı:** Bu ayar sayesinde istediğiniz hızda masaj keyfi yaşayabilirsiniz. Hız ayarını arttırdığınızda kaslarınızı güçlendirebilir, düşürdüğünüzde ağrılarınızı hafifletebilir ya da gevşeyebilirsiniz.

VÜCUT NOKTALARINE GENEL BİR BAKIŞ:

Ensedene kalçaya kadar vücudumuzun yaklaşık 650 adet noktası vardır. Bu noktaların her biri vücudun durumlarına veya belirli organlar ile birleşmiştir. Bir masaj kan dolaşımını destekleyebilir, metabolizmayı uyarabilir ve vücut direncini iyileştirebilir. Bu masaj aleti ile sağlığa iyi gelen hoş bir masaj keyfine varacaksınız.

ARIZALARIN GİDERİLMESİ:

Arıza	Nedeni	Yardım
Motor çalışmıyor	Fiş takılmamış	Fişi doğru takınız
	Şalter doğru konumda değil	Şalteri kontrol ediniz
Uzun kullanım sonrası cihaz çalışmıyor	Termik aşırı yük sigortası	Cihazı 30 dakika süre ile çalışmadan bırakınız

Teknik veriler

Gerilim	AC 110V / AC 220V	
Frekans	50-60 Hz	
Vibrasyon	Güçlü	3200 U/ min
Frekans	Zayıf	2600 U/min
Güç	20 W	

ÜRÜNÜMÜZÜ TERCİH ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, İYİ GÜNLERDE KULLANMANIZI DİLERİZ.

Satın almış olduğunuz ürünümüz SPOR DÜNYASI garantisindedir. Kurulum ya da servisle ilgili herhangi bir sorunuz olduğunda 0212 875 79 01/0850 495 52 12 numaralı teknik servis hattımızı arayabilirsiniz.

Genel teknik servis hattımızı arayıp kaydınızı bıraktıktan sonra size en yakın teknik servisimiz yönlendirilecektir. Yaygın teknik servis ağımla sizlere en kısa sürede ulaşarak, en iyi satış sonrası hizmeti sağlayacağımızdan hiç şüpheleniz olmasın.

Genel teknik servis uygulamasındaki amaç genel merkezimizin müşteri memnuniyetini takip edebilmesi ve sizlere daha iyi hizmet ulaştırabilmesini sağlamaktır. Böylelikle genel merkez her montaj yada arıza giderimi hakkında anında bilgi sahibi olmaktadır. Ayrıca teknik servislerimizin genel merkez tarafından yönlendirilmesi olası aksaklıkların önüne geçmektedir.

Tüm görüş, istek, ve şikayetlerinizi info@spordunyasi.com.tr / teknikservis@spordunyasi.com.tr 'ye email atmanızı rica ediyoruz. Çünkü Spor Dünyası ailesi için siz tüketicilerimizin değerli düşünceleriniz bizler için önemlidir.